

特別価格キャンペーン!!
2025年11月1日～2026年4月30日(ご発注迄)

25%OFF!!

M's ITピペット Sシリーズ

高品質で低価格、インジェクター付マイクロピペットです。
グリップを握るだけでダイヤルロックされるロック機構搭載。
軽量でスムーズなストロークを実現、疲労を軽減します。

品番	容量	1メモリの可変量	精度
IT-20N	最小 2 μ l	0.05 μ l	±3.0%
	最大 20 μ l		±1.0%
IT-100N	最小 10 μ l	0.2 μ l	±1.2%
	最大 100 μ l		±0.8%
IT-200N	最小 20 μ l	0.5 μ l	±1.0%
	最大 200 μ l		±0.8%
IT-1000N	最小 100 μ l	2 μ l	±0.8%
	最大 1000 μ l		±0.5%



品番	品名	価格	キャンペーン価格
IT-20N	ITピペット Type-S 2～20 μ l	¥14,000	¥10,500
IT-100N	ITピペット Type-S 10～100 μ l		
IT-200N	ITピペット Type-S 20～200 μ l		
IT-1000N	ITピペット Type-S 100～1000 μ l		

※オートクレーブ不可

●主な材質

●ピストン:SUS ●Oリング:FKM ●ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)

◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。◇容量テスト結果付きです。(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております)。◇使用チップは全てギルソン/エッペンタイプです。◇チップインジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

M's ITピペット Qシリーズ

世界初の、ブローアウト容積増幅機構内蔵(特許取得済)ピペットです。
完璧な液切れを実現し、微量のサンプル吐出の悩みを解決しました。
完璧な液切れにより、サンプルを膜状に引き戻すことはありません。

品番	容量	1メモリの可変量	精度	
ITQ-2N	最小 0.2 μ l	0.005 μ l	1 μ l	±5.0%
	最大 2 μ l		2 μ l	±2.5%
ITQ-10N	最小 0.5 μ l	0.02 μ l	1 μ l	±4.0%
	最大 10 μ l		10 μ l	±1.0%



品番	品名	価格	キャンペーン価格
ITQ-2N	ITピペット Type-Q 0.2～2 μ l	¥20,000	¥15,000
ITQ-10N	ITピペット Type-Q 0.5～10 μ l		


※オートクレーブ不可

●主な材質

●ピストン:SUS ●Oリング:ITQ-2N:FKM、ITQ-10N:FVMQ
●ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)

◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。
◇容量テスト結果付きです。(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております)。◇使用チップは全てギルソン/エッペンタイプです。
◇チップインジェクター付き ◇ブローアウト機構付き ◇ロック機構付き

ブローアウトの図



1 μ lの吐出に対する他社品との比較動画をご覧頂けます。

特別価格キャンペーン!!
2025年11月1日～2026年4月30日(ご発注迄)

25%OFF!!

M's ITピペット Gシリーズ

高耐薬品性のマイクロピペットです。酸・有機溶剤・アルカリなどのサンプルや、硫酸原液にも使用可能です。
グリップを握るだけでダイヤルロックされるロック機構搭載。

品番	容量	1メモリの可変量	精度
G-200N	最小 20 μ l	0.5 μ l	$\pm 1.0\%$
	最大 200 μ l		$\pm 0.8\%$
G-1000N	最小 100 μ l	2 μ l	$\pm 0.8\%$
	最大 1000 μ l		$\pm 0.5\%$
G-5000N	最小 1000 μ l	10 μ l	$\pm 1.5\%$
	最大 5000 μ l		$\pm 0.5\%$
G-10000N	最小 2000 μ l	20 μ l	$\pm 1.5\%$
	最大 10000 μ l		$\pm 0.5\%$



品番	品名	価格	キャンペーン価格
G-200N	ITピペット Type-G 20～200 μ l	¥21,500	¥16,125
G-1000N	ITピペット Type-G 100～1000 μ l	¥22,500	¥16,875
G-5000N	ITピペット Type-G 1000～5000 μ l	¥31,000	¥23,250
G-10000N	ITピペット Type-G 2000～10000 μ l	¥31,500	¥23,625

※オートクレーブ不可

●主な材質

●ピストン:ETFE ●Oリング:FKM+ETFEコーティング ●ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)

- ◇専用アダプターを取付ける事でガラスチップも御使用になれます。
- ◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。
- ◇容量テスト結果付きです。(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております)。
- ◇使用チップは全てギルソン/エッペンタイプです。◇ブローアウト機構付き
- ◇チップイジェクター付き(G-5000N/G-10000Nにはございません。)



ガラスチップを使用時の分注動画をご覧ください。

M's G-RACK/ガラスチップアダプター

キャンペーン対象外商品 ※Gシリーズとセットでご使用下さい。



オートクレーブ可能なPP製のガラスチップ専用ラックです。ラックから直接ガラスチップを取り付けられる為、装着作業効率を大幅UP!



ガラスチップ専用のフッ素ゴムのアダプターです。

品番	品名	ガラスチップ	価格
MS-C-ST5001	M's G-RACK ST(200 μ l)	20本	¥9,200
MS-C-ST5011	M's G-RACK LT(1000 μ l)	20本	¥9,200
MS-C-ST5000	M's G-RACK S(200 μ l)	ラックのみ	¥5,200
MS-C-ST5010	M's G-RACK L(1000 μ l)	ラックのみ	¥5,200

品番	容量	対応機種	価格
F-200	200 μ l	G-200N/M-802	¥2,400
F-1000	1000 μ l	G-1000N/M-803/M-804	¥2,400
F-5000	5000 μ l	G-5000N/M-805	¥2,400
F-10000	10000 μ l	G-10000N/M-806	¥2,400

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町1-1

TEL:(0284)22-3656 FAX:(0284)22-3657

HP: <http://www.it-pipet.jp> E-mail: info-2@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】