



高耐薬性ピペット



ITピペット Gシリーズ

ロック機構追加! (PAT.P)

※グリップを握る事でロックされる機構のため、
ロックボタンを操作する必要はありません。

**硫酸原液にも使用可能
ETFE 採用**

プラスチック製汎用チップ（ピペットチップ）で採取できる薬品なら全て使用可能なのはもちろん、ガラス製チップ（専用アダプターをご利用ください）を使用することで、更なる効果を発揮します。

耐久性が更にアップしました!

ETFE、気化排気口（特許取得済）を導入することにより、耐薬品性を高めました。
酸、有機溶剤、アルカリ等のサンプルが、すべて計量可能なモデルです。
最大10000 μ lの大容量の型式も準備しております。検定書付きです。



ITピペット Gシリーズ 価格表（1本あたり）

品 番	容 量	容 量	推奨チップ	価 格
G-200N	最小20 μ l	$\pm 1.0\%$	200 μ l	¥19,000
	最大200 μ l	$\pm 0.8\%$	MS-T-200-2	
G-1000N	最小100 μ l	$\pm 0.8\%$	1000 μ l	¥19,000
	最大1000 μ l	$\pm 0.5\%$	MS-T-1000-2	
G-5000N	最小1000 μ l	$\pm 1.5\%$	汎用チップ 適合は別途お問い合わせ下さい。	¥28,000
	最大5000 μ l	$\pm 0.5\%$		
G-10000N	最小2000 μ l	$\pm 1.5\%$	汎用チップ 適合は別途お問い合わせ下さい。	¥29,000
	最大10000 μ l	$\pm 0.5\%$		

※価格は税別表記になります。

主な材質

主要部		材 質
ピストン		ETFE
○リング	G-5000N、G-10000N	FVMQ FKM+ETFEコーティング
	G-200N、G-1000N	FKM+ETFEコーティング
ノーズコーン		PP (UV吸収剤入り)
ノーズコーン○リング	G-5000N	FKM+ETFEコーティング
	G-10000N	

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1 年間保証付きです。
◇容量テスト結果付きです（※各製品毎に容量テスト（社内規定容量）を行っております）。 ◇ブローアウト機構付き
※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1
TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657
HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info@it-pipet.jp

プラスチック製チップで採取が困難なサンプルのための専用ガラス製チップ、ガラスチップ専用ラック（M's G-RACKシリーズ）も用意しています。

**ガラスチップ専用ラック
M's G-RACK シリーズ**
(特許取得済)



ガラスチップを使用してる
分注動画をご覧ください。



【販売・お問合せ】