

安心・安全・高品質・低価格



# ITピペット S シリーズ



この品質で、  
この価格!!  
コスト削減の  
お手伝いを致します!!

## ロック機構追加! (PAT.P)

※グリップを握ることでロックされる機構の為、ロックボタンの操作の必要はありません。

ITピペットシリーズの汎用タイプです。  
チップインジェクターは、ワンタッチ脱着方式(特許取得済)です。  
軽量でスムーズなストロークを実現、疲労を軽減します。  
Pipetting の最高の感触を目指しました。

## ITピペット S シリーズ 価格表 (1本あたり)

品番	容量	精度	推奨チップ	価格
IT-20N	最小 2 $\mu$ l	$\pm$ 3.0%	10 $\mu$ l MS-T-10-1	<b>¥12,000</b>
	最大 20 $\mu$ l	$\pm$ 1.0%	200 $\mu$ l MS-T-200-2	
IT-100N	最小 10 $\mu$ l	$\pm$ 1.2%	200 $\mu$ l	
	最大 100 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	MS-T-200-2	
IT-200N	最小 20 $\mu$ l	$\pm$ 1.0%	200 $\mu$ l	
	最大 200 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	MS-T-200-2	
IT-1000N	最小 100 $\mu$ l	$\pm$ 0.8%	1000 $\mu$ l	
	最大 1000 $\mu$ l	$\pm$ 0.5%	MS-T-1000-2	

※オートクレープにはかけないで下さい。

※価格は税別表記になります。

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。  
◇容量テスト結果付きです(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております)。 ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

**M**ムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1  
TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657  
HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : [info@it-pipet.jp](mailto:info@it-pipet.jp)

【販売・お問合せ】