

ガラスチップ専用ピペット



SOLVENT-R

ガラスチップ専用ピペット!

※プラスチックチップは、ご使用頂けません。


チップイジェクター機構を追加!!

溶剤・強酸専用 (※フッ化水素を除く)

ロック機構付き! (PAT.P)

※グリップを握る事でロックされる機能のため、
ロックボタンを操作する必要はありません。

ETFE (ピストン)、気化排気口 (特許取得済) を
導入する事で、耐薬品性に優れたピペットです。
チップイジェクター機構を追加した為、
ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。



ITピペット SOLVENT-R 価格表 (1本あたり)

品番	容量	精度	価格
SOLVENT-R-200	最小10 μ l	$\pm 1.5\%$	¥32,000
	最大200 μ l	$\pm 0.8\%$	
SOLVENT-R-1000	最小100 μ l	$\pm 3.0\%$	
	最大1000 μ l	$\pm 0.5\%$	

※価格は税別表記になります。

ガラスチップ専用ラック M's G-RACK

品名	品番	ガラスチップ	価格
M's G-RACK ST(200 μ l)	MS-C-ST5001	20本入り	¥7,600
M's G-RACK LT(1000 μ l)	MS-C-ST5011	20本入り	¥7,600
M's G-RACK S(200 μ l)	MS-C-ST5000	ラックのみ	¥5,200
M's G-RACK L(1000 μ l)	MS-C-ST5010	ラックのみ	¥5,200

主な材質

主要部	材質
ピストン	ETFE
Oリング	FKM+ETFEコーティング
ノーズコーン	PP (UV吸収剤入り) FKM-ETFEコーティング

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。

◇容量テスト結果付きです

(※各製品毎に容量テスト (社内規定容量) を行っております。)

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1

TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657

HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】