

新発売



# マルチチャンネルピペット ITピペット epochal8シリーズ

8チャンネルのマイクロピペットが新登場！

微量のサンプル吐出の  
悩みを解決！！


ロック機構装備！（PAT.P）

完璧な液切れを実現！  
サンプルを膜状に引き戻す  
ことはありません！

世界初のブローアウト容積増幅機構  
（特許取得）を搭載した8CHピペットです。  
※ITE-200はブローアウト容積増幅機構  
を搭載しておりません。



### ブローアウトの図



- 【セット内容】 epochal8シリーズ本体…………… 1台
- ラック入りチップ…………… 1個
- リザーバー…………… 1個

## epochal8シリーズ 精度ならびに価格表

品番	容量	1メモリの 可変量	推奨チップ	精度	再現性	価格
ITE-2	0.2μl ~ 2μl	0.005μl	10μl MS-T-10-1/2	1μl ±8.0%	±3.0%	¥77,000
				2μl ±4.0%	±1.5%	
ITE-10	0.5μl ~ 10μl	0.02μl	10μl MS-T-10-1/2	1μl ±8.0%	±3.0%	¥77,000
				10μl ±2.0%	±1.5%	
ITE-200	10μl ~ 200μl	0.5μl	200μl MS-T-200-2	10μl ±3.0%	±0.8%	¥77,000
				200μl ±1.0%	±0.3%	

※上記の精度は、弊社推奨のM's ITチップを使用した場合になります。 ※価格は税別表記になります。  
※オートクレーブ不可

材質 ●グリップ/TPE ●ノーズコーン/PP ●ピストン/ITE-2, ITE-10: SUS, ITE-200: アルミ  
●Oリング/FVMQ ●その他樹脂/PC・PP ●その他金属/SUS303・SUS304

- ◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。
- ◇容量テスト結果付きです。（※各製品毎に容量テスト（社内規定容量）を行っております。）
- ◇使用チップはMS-T-10-1/MS-T-10-2/MS-T-200-2を御使用下さい。
- ◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

**Mムロオカ産業株式会社 理科学部門**

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1  
TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657  
HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : [info@it-pipet.jp](mailto:info@it-pipet.jp)

epochal8シリーズの液切れの良さを実感出来る動画をご覧頂けます。



【販売・お問合せ】