



ガラスチップ専用ラック

M's G-RACK シリーズ

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいている
ガラスチップの専用ラックをご用意しました。

業界初!



**ガラスチップの
取付けが簡単に!!**

ガラスチップの装着作業
効率を大幅UP! ガラス
チップをラックから直接、
簡単にピペットに取り付け
られるようになりました。



左(青) 1000 µl用 右(黄) 200 µl用
材質: PP オートクレーブ可、UV 耐用

ガラスチップ専用ラック M's G-RACK

品名	品番	ガラスチップ	価格
M's G-RACK ST(200µℓ)	MS-C-ST5001	20本入り	¥7,600
M's G-RACK LT(1000µℓ)	MS-C-ST5011	20本入り	¥7,600
M's G-RACK S(200µℓ)	MS-C-ST5000	ラックのみ	¥5,200
M's G-RACK L(1000µℓ)	MS-C-ST5010	ラックのみ	¥5,200

※価格は税別表記になります。

消耗品 ガラスチップ ならびに アダプター

ガラス製チップ (ホウケイ酸ガラス)	対応機種		入り数	価格	ガラスチップアダプター (フッ素ゴム) 価格
	IT ピペット Type-G	ディスペンサー			
GLT-200 (200µℓ 用)	G-200N, SOLVENT-R-200	M-802	20本入り	¥2,400	各 ¥2,400 (1個当り)
GLT-1000 (1000µℓ 用)	G-1000N, SOLVENT-R-1000	M-803, M-804	20本入り	¥2,400	
GLT-5000 (5000µℓ 用)	G-5000N	M-805	8本入り	¥2,400	
GLT-10000 (10000µℓ 用)	G-10000N	M-806	6本入り	¥3,000	

※価格は税別表記になります。

※SOLVENT-Rには、ガラスチップアダプターは不要です。

ガラスチップを使用しての
分注動画をご覧ください。



※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1
TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657
HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】