

新発売



マルチチャンネルディスペンサー

DISPENSER super-8000シリーズ

1～5 μ ℓ、5～25 μ ℓ、50～250 μ ℓの3種類を御用意しました！

業界唯一の
製品！

8チャンネルディスペンサーを
完全リニューアル！

ピペットチップで8チャンネル
同時に連続分注が可能！

イジェクター機構を搭載した為、
チップイジェクト作業も片手で簡単
に行えます。

【セット内容】 super-8000シリーズ本体…… 1台
ラック入りチップ…………… 1個
リザーバー…………… 1個

super-8000シリーズ 精度ならびに価格表

品 番	カラー コード	分注容量	分注回数	最大吸引量	1メモリの 可変量	チップ	容 量	精 度	再現性	価 格
super-8001	●	1 μ ℓ～5 μ ℓ	1 μ ℓ-30回 5 μ ℓ-6回	30 μ ℓ	0.1 μ ℓ	200 μ ℓ MS-T-200-2	1 μ ℓ 5 μ ℓ	±8.0% ±4.0%	±3.0% ±1.5%	¥99,000
super-8002	●	5 μ ℓ～25 μ ℓ	5 μ ℓ-38回 25 μ ℓ-7回	190 μ ℓ	0.5 μ ℓ	200 μ ℓ MS-T-200-2	5 μ ℓ 25 μ ℓ	±4.0% ±2.0%	±0.8% ±0.5%	¥99,000
super-8003	●	50 μ ℓ～250 μ ℓ	50 μ ℓ-24回 100 μ ℓ-12回	1230 μ ℓ	5 μ ℓ	1000 μ ℓ MS-T-1000-2	50 μ ℓ 250 μ ℓ	±2.0% ±1.3%	±0.3% ±0.3%	¥99,000

※上記の精度は、弊社推奨のM's ITチップを使用した場合になります。

※価格は税別表記になります。

※オートクレーブ不可

材質

- グリップ/PC ●ノズルコーン/PP
- ピストン/super-8001:SUS. super-8002:PP. super-8003:PC ●Oリング/FVMQ
- その他樹脂/PC・PP ●その他金属/SUS303・SUS304

- ◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。
- ◇容量テスト結果付きです。(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております。)
- ◇使用チップはMS-T-200-2/MS-T-1000-2を御使用下さい。
- ◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1

TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657

HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】

super-8000シリーズの作業効率
の良さを実感出来る動画を
ご覧頂けます。

