

連続可変ディスペンサー



U-528 super-8000 (8チャンネル)



8チャンネルの連続可変・連続分注器
96穴プレートに連続分注ができます！

シリンダー方式を採用することにより、
精度抜群！！



■ U-528 super-8000 価格表

品番	規格名	精度	価格
super-8000	U-528 8ch	50 μ l ±2.0%	¥39,800
		250 μ l ±1.0%	

■ 関連商品 U-528 super-8000 専用チップ価格表

品番	品名	入数	価格
MS-T-1000-2R	ラック入りチップ 未滅菌品 オートクレーブ可	96入り10ラック	¥11,000
MS-T-1000-2RS	ラック入りチップ 滅菌品 オートクレーブ可	96入り10ラック	¥16,000

※ オートクレーブにはかけない下さい。

※ 価格は税別表記になります。

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。

◇容量テスト結果付きです（※各製品毎に容量テスト（社内規定容量）を行っております）。 ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1

TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657

HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info@it-pipet.jp

【容量】	分注量 …………… 50～250 μ l 最小単位メモリ …………… 5 μ l 吸引量 …………… 約1400 μ l/チップ
【分注回数】	50 μ l-28回 250 μ l-5回
【セット内容】	super-8000 …………… 1台 ラック入りチップ …………… 1個 リザーバー …………… 1個
【材質表示】	本体 …………… SUS-PC-POM ノーズコーンリング …………… Silicone ピストンリング …………… Silicone

super-8000の作業効率の良さを
実感出来る動画をご覧頂けます。



【販売・お問合せ】