

ガラスチップ専用ピペット



# SOLVENT-R

## ガラスチップ専用ピペット!

※プラスチックチップは、ご使用頂けません。


## チップイジェクター機構を追加!!

溶剤・強酸専用 (※フッ化水素を除く)

## ロック機構付き! (PAT.P)

※グリップを握る事でロックされる機能のため、  
ロックボタンを操作する必要はありません。

ETFE (ピストン)、気化排気口 (特許取得済) を  
導入する事で、耐薬品性に優れたピペットです。  
チップイジェクター機構を追加した為、  
ガラスチップの脱着作業も片手で行えます。



### ITピペット SOLVENT-R 価格表 (1本あたり)

| 品番             | 容量             | 精度          | 価格      |
|----------------|----------------|-------------|---------|
| SOLVENT-R-200  | 最小10 $\mu$ l   | $\pm 1.5\%$ | ¥32,000 |
|                | 最大200 $\mu$ l  | $\pm 0.8\%$ |         |
| SOLVENT-R-1000 | 最小100 $\mu$ l  | $\pm 3.0\%$ |         |
|                | 最大1000 $\mu$ l | $\pm 0.5\%$ |         |

※価格は税別表記になります。

### ガラスチップ専用ラック M's G-RACK

| 品名                          | 品番          | ガラスチップ | 価格     |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|
| M's G-RACK ST(200 $\mu$ l)  | MS-C-ST5001 | 20本入り  | ¥9,200 |
| M's G-RACK LT(1000 $\mu$ l) | MS-C-ST5011 | 20本入り  | ¥9,200 |
| M's G-RACK S(200 $\mu$ l)   | MS-C-ST5000 | ラックのみ  | ¥5,200 |
| M's G-RACK L(1000 $\mu$ l)  | MS-C-ST5010 | ラックのみ  | ¥5,200 |

### 主な材質

| 主要部    | 材質                             |
|--------|--------------------------------|
| ピストン   | ETFE                           |
| Oリング   | FKM+ETFEコーティング                 |
| ノーズコーン | PP (UV吸収剤入り)<br>FKM-ETFEコーティング |

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。

◇容量テスト結果付きです

(※各製品毎に容量テスト (社内規定容量) を行っております。)

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

2023.11.1改訂

**Mムロオカ産業株式会社 理科学部門**

〒329-4217 栃木県足利市駒場町1-1

TEL:(0284)22-3656 FAX:(0284)22-3657

HP: <http://www.it-pipet.jp> E-mail: [info-2@it-pipet.jp](mailto:info-2@it-pipet.jp)

【販売・お問合せ】