

安心・安全・高品質・低価格



# ITピペット S シリーズ



この品質で、  
この価格!!  
コスト削減の  
お手伝いを致します!!

## ロック機構追加！(PAT.P)

※グリップを握ることでロックされる機構の為、ロックボタンの操作の必要はありません。

ITピペットシリーズの汎用タイプです。  
チップインジェクターは、ワンタッチ脱着方式（特許取得済）です。  
軽量でスムーズなストロークを実現、疲労を軽減します。  
Pipetting の最高の感触を目指しました。

## ITピペット S シリーズ 価格表（1本あたり）

品 番	容 量	精 度	推奨チップ	価 格
IT-20N	最小 2 $\mu$ l	$\pm 3.0\%$	10 $\mu$ l MS-T-10-1	¥ 14,000
	最大 20 $\mu$ l	$\pm 1.0\%$	200 $\mu$ l MS-T-200-2	
IT-100N	最小 10 $\mu$ l	$\pm 1.2\%$	200 $\mu$ l	
	最大 100 $\mu$ l	$\pm 0.8\%$	MS-T-200-2	
IT-200N	最小 20 $\mu$ l	$\pm 1.0\%$	200 $\mu$ l	
	最大 200 $\mu$ l	$\pm 0.8\%$	MS-T-200-2	
IT-1000N	最小 100 $\mu$ l	$\pm 0.8\%$	1000 $\mu$ l	
	最大 1000 $\mu$ l	$\pm 0.5\%$	MS-T-1000-2	

※オートクレープにはかけないで下さい。

※価格は税別表記になります。

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1 年間保証付きです。  
◇容量テスト結果付きです（※各製品毎に容量テスト（社内規定容量）を行っ  
ております）。 ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

2025.11.1改訂

**M**ムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町1-1

TEL:(0284)22-3656 FAX:(0284)22-3657

HP:<http://www.it-pipet.jp> E-mail:info-2@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】